



**BIONIKA**

**UNIFORM**

Implantátum-felépítményrendszer

Implantátumok és felépítmények az ismerttől az ismeretlenig

[www.bionika.hu](http://www.bionika.hu) • [www.shop.bionika.hu](http://www.shop.bionika.hu)


|                                                                                     |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | Vállalat ..... 2                                               |
|                                                                                     | Termékjellemzők ..... 3                                        |
|    | Uniform "PE" System (Pitt-Easy®, Bioplant kompatibilis)        |
|                                                                                     | Tulajdonságok ..... 4                                          |
|                                                                                     | Felépítmények méretválasztéka ..... 4-5                        |
|    | Uniform "RP" System (NobelReplace® kompatibilis)               |
|                                                                                     | Tulajdonságok ..... 6                                          |
|                                                                                     | Felépítmények méretválasztéka ..... 6-7                        |
|    | Uniform "CA" System (Ankylos® C kompatibilis)                  |
|                                                                                     | Tulajdonságok ..... 8                                          |
|                                                                                     | Felépítmények méretválasztéka ..... 8-9                        |
|    | Uniform "CX" System (Ankylos® X kompatibilis)                  |
|                                                                                     | Tulajdonságok ..... 10                                         |
|                                                                                     | Felépítmények méretválasztéka ..... 10-11                      |
|    | Uniform "ST" System (Straumann® synOcta® kompatibilis)         |
|                                                                                     | Tulajdonságok ..... 12                                         |
|                                                                                     | Felépítmények méretválasztéka ..... 12-13                      |
|    | Uniform "BL" System (Straumann® Bone Level® kompatibilis)      |
|                                                                                     | Tulajdonságok ..... 14                                         |
|                                                                                     | Felépítmények méretválasztéka ..... 14-15                      |
|    | Uniform "AC" System (Nobel Active®, Nobel CC® kompatibilis)    |
|                                                                                     | Tulajdonságok ..... 16                                         |
|                                                                                     | Felépítmények méretválasztéka ..... 16-17                      |
|    | Uniform "CL" System (CamLog®, TRI-Log®, CortiLog kompatibilis) |
|                                                                                     | Tulajdonságok ..... 18                                         |
|                                                                                     | Felépítmények méretválasztéka ..... 18-19                      |
|  | Uniform "BR" System (Brånemark® kompatibilis)                  |
|                                                                                     | Tulajdonságok ..... 20                                         |
|                                                                                     | Felépítmények méretválasztéka ..... 20-21                      |
|  | Uniform "DT" System (DenTi® kompatibilis)                      |
|                                                                                     | Tulajdonságok ..... 22                                         |
|                                                                                     | Felépítmények méretválasztéka ..... 22-23                      |
|  | Uniform "AS" System (Astra® kompatibilis)                      |
|                                                                                     | Tulajdonságok ..... 24                                         |
|                                                                                     | Felépítmények méretválasztéka ..... 24-25                      |
|  | Uniform "TP" System (ICX-Templant® kompatibilis)               |
|                                                                                     | Tulajdonságok ..... 26                                         |
|                                                                                     | Felépítmények méretválasztéka ..... 26-27                      |
|  | Uniform Speciális felépítmények                                |
|                                                                                     | Tulajdonságok ..... 28                                         |
|                                                                                     | Felépítmények méretválasztéka ..... 28-29                      |

## Vállalat

A BIONIKA Medline Orvostechnikai Kft. 1989-ben alakult. 35 éves tapasztalattal rendelkezünk az orvosi műszer és implantátum fejlesztésben, gyártásban és kereskedelemben.

A BIONIKA, mint kutató, fejlesztő, gyártó és forgalmazó egyaránt jelen van a fogászat, szájsebészet, traumatológia, ortopédia és rehabilitáció orvos-szakmai területein.

Célkitűzésünknek és felfogásunknak megfelelően nagy jelentőséget tulajdonítunk a „BIONIKA” szónak, mely egy olyan tudományos gondolkodást jelöl a biológia, a mechanika és az elektronika határmezsgyéjén, amely ötvözi e három területet a kutató, fejlesztő munkánk során.



**Klinikai és technológiai tapasztalatok:** Sikereinkhez hozzájárul a klinikai és technológiai tapasztalatok folyamatos feldolgozása, ötvözése és hasznosítása a fejlesztésben, visszacsatolva egészen a gyártóbázisig. Itt születnek a vevői igényeknek legjobban megfelelő megoldások, konstrukciók, melyeket folyamatos fejlesztés alatt tartunk.

**Fejlesztés:** A BIONIKA tulajdonosai nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos termék és technológiai kutatásokra, fejlesztésekre. Termékeinket orvosok és mérnökök szoros együttműködésével fejlesztjük, mely által biztosítani tudjuk azok folyamatos világszínvonalú minőségét és gyakorlati használhatóságát egyaránt.

**Minőség:** A vevőink által elvárt minőséget a harmonizált Európai Uniói jogszabályok szerinti tervezés, gyártás és minőségirányítás garantálja. A BIONIKA Medline Kft. az EN ISO 9001 és az ISO 13485 minőségirányítási rendszer szerint működik. Termékeink CE jellel rendelkeznek.

**Garancia:** Az implantátum beültetést követően - a csontosodási folyamat kockázatát a BIONIKA magára vállalva - az ok-okozati összefüggésektől függetlenül -, a vásárlást követő egy éven belül, cseregaranciát biztosítunk az implantátumokra. Egyébként termékeinkre hosszú távú, 10 éves garanciát adunk.

## Uniform rendszer

Az implantációs gyakorlatban számos rendszer van a piacon, mindegyik rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal egyaránt. Ezért sokszor nehéz eldönteni melyikbe érdemes beruházni, mivel egy új rendszer bevezetésének komoly anyagi vonzatai vannak. Ezen a problémán igyekszünk segíteni, a „UNIFORM” rendszerünkkel, mely lehetővé teszi hogy a más bevált rendszerekkel és annak műszereivel kompatibilisen, de lényegesen kedvezőbb áron elérhessük ugyanazokat a célokat a már meglévő eszközökkel. Ezért a felépítményeinket úgy alakítottuk ki, hogy azok tökéletesen illeszthetők legyenek más rendszerekhez és műszerekhez egyaránt. Széles felépítmény választék áll rendelkezésre, melyek kapcsolódási felülete a kívánt rendszer szerint választható.



Minden rendszerhez - **BIONIKA** felépítmények



# Uniform “PE” System - BIONIKA Bioplant

(Pitt-Easy®, Bioplant kompatibilis)



Hatszögletű pozícionáló kapcsolat.  
Átmérő 3,25 és 3,75 mm-es méreteknél azonos, kisebb, a 4,10-4,90-6,50 méreteknél nagyobb laptávú hatszög használatos.




Lapos platform, tengelyirányra merőleges.



Az implantátumfej kialakítása nem minden esetben egyezik meg, csak kompatibilis az eredeti konstrukcióval. Egyedi megoldások is rendelkezhetők.



A rögzítő csavar 1,67mm kulcsnyílású.



PE Ínyformázó fej,  
keskeny



|                     | PLATFORM |        |       |       |       |
|---------------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| SULKUS MAGASSÁG (L) | ø 3,25   | ø 3,75 | ø 4,1 | ø 4,9 | ø 6,5 |
| 2 mm                | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |

PE Ínyformázó fej,  
anatómiai



|                     | PLATFORM |        |       |       |       |
|---------------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| SULKUS MAGASSÁG (L) | ø 3,25   | ø 3,75 | ø 4,1 | ø 4,9 | ø 6,5 |
| 2 mm                | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |

PE Keskeny fej,

- egyenes
- ferde 15°, 25°



|                  | PLATFORM |        |       |       |       |
|------------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| FEJ MAGASSÁG (L) | ø 3,25   | ø 3,75 | ø 4,1 | ø 4,9 | ø 6,5 |
| EGYENES          |          |        |       |       |       |
| 7 mm             | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |
| 9 mm             | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |

PE Univerzális fej

- egyenes
- ferde 15°, 25°



|                  | PLATFORM |        |       |       |       |
|------------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| FEJ MAGASSÁG (L) | ø 3,25   | ø 3,75 | ø 4,1 | ø 4,9 | ø 6,5 |
| 10 mm            | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |

PE Anatómiai fej,


- egyenes
- ferde 15°, 25°



|                  | PLATFORM |        |       |       |       |
|------------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| FEJ MAGASSÁG (L) | ø 3,25   | ø 3,75 | ø 4,1 | ø 4,9 | ø 6,5 |
| EGYENES          |          |        |       |       |       |
| 7 mm             | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |
| 9 mm             | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |

## PE Patent fej

- Gömbfej Normál  $\varnothing 2,5\text{mm}$
- Gömbfej Micro  $\varnothing 1,8\text{mm}$




| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM           |                    |                   |                   |                   |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing 3,25$ | $\varnothing 3,75$ | $\varnothing 4,1$ | $\varnothing 4,9$ | $\varnothing 6,5$ |
| 0,5 mm              | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |

## • Lokátorfej




## PE Multi-unit fej

- egyenes



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM           |                    |                   |                   |                   |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing 3,25$ | $\varnothing 3,75$ | $\varnothing 4,1$ | $\varnothing 4,9$ | $\varnothing 6,5$ |
| 0,5 mm              | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |

- ferde  $20^\circ$ ,  $30^\circ$



## PE Titán bázis



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM           |                    |                   |                   |                   |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing 3,25$ | $\varnothing 3,75$ | $\varnothing 4,1$ | $\varnothing 4,9$ | $\varnothing 6,5$ |
|              | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |


## PE Mintavételi fej,

- nyitott kanálhoz
- zárt kanálhoz



| FEJ MAGASSÁG (L) | PLATFORM           |                    |                   |                   |                   |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | $\varnothing 3,25$ | $\varnothing 3,75$ | $\varnothing 4,1$ | $\varnothing 4,9$ | $\varnothing 6,5$ |
| 11 mm            | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |

## PE Technikai implantátum



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM           |                    |                   |                   |                   |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing 3,25$ | $\varnothing 3,75$ | $\varnothing 4,1$ | $\varnothing 4,9$ | $\varnothing 6,5$ |
| 12 mm        | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |

## Uniform “RP” System

(NobelReplace® kompatibilis)



Cső a csőben kapcsolat, 3 db pozícionáló bordával. Minden implantátum átmérőhöz más-más méret tartozik.




Lapos platform, tengelyirányra merőleges.



Az implantátumfej kialakítása nem minden esetben egyezik meg, csak kompatibilis az eredeti konstrukcióval. Egyedi megoldások is rendelhetők.



A rögzítő csavar torx kulcsnyílású.



RP Ínyformázó fej,  
keskeny



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |       |
|---------------------|----------|-------|-------|-------|
|                     | ø 3,5    | ø 4,3 | ø 5,0 | ø 6,0 |
| 2 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     |

RP Ínyformázó fej,  
anatómiai



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |       |
|---------------------|----------|-------|-------|-------|
|                     | ø 3,5    | ø 4,3 | ø 5,0 | ø 6,0 |
| 2 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     |

RP Univerzális fej

- egyenes
- ferde



| FEJ MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |       |
|------------------|----------|-------|-------|-------|
|                  | ø 3,5    | ø 4,3 | ø 5,0 | ø 6,0 |
| 10 mm            | ●        | ●     | ●     | ●     |

RP Anatómiai fej


- egyenes
- ferde 15°, 25°



| FEJ MAGASSÁG (L) |       | PLATFORM |       |       |       |
|------------------|-------|----------|-------|-------|-------|
|                  |       | ø 3,5    | ø 4,3 | ø 5,0 | ø 6,0 |
| EGYENES          | FERDE |          |       |       |       |
| 7 mm             | —     | ●        | ●     | ●     | ●     |
| 9 mm             | 9 mm  | ●        | ●     | ●     | ●     |

## RP Patent fej

- Gömbfej Normál  $\varnothing$  2,5mm
- Gömbfej Micro  $\varnothing$  1,8mm




| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 5,0 | $\varnothing$ 6,0 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

## • Lokátorfej



## RP Multi-unit fej

### • egyenes



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 5,0 | $\varnothing$ 6,0 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

### • ferde 15°, 30°



## RP Titán bázis



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 5,0 | $\varnothing$ 6,0 |
|              | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |


## RP Mintavételi fej,

- nyitott kanálhoz
- zárt kanálhoz



| FEJ MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 5,0 | $\varnothing$ 6,0 |
| 11 mm            | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

## RP Technikai implantátum



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 5,0 | $\varnothing$ 6,0 |
| 12 mm        | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

## Uniform “CA” System

(Ankylos® C kompatibilis)



Önzáró kúpos kapcsolat. Minden implantátum méretnél azonos.



Kúpon záró platform.



Az implantátumfej kialakítása nem minden esetben egyezik meg, csak kompatibilis az eredeti konstrukcióval. Egyedi megoldások is rendelhetők.



A rögzítő csavar 1 mm hatszög kulcsnyílású.



CA Ínyformázó fej,  
keskeny



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |       |
|---------------------|----------|-------|-------|-------|
|                     | ø 3,5    | ø 4,5 | ø 5,5 | ø 7,0 |
| 2 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     |

CA Ínyformázó fej,  
anatómiai



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |       |
|---------------------|----------|-------|-------|-------|
|                     | ø 3,5    | ø 4,5 | ø 5,5 | ø 7,0 |
| 2 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     |

CA Univerzális fej

- egyenes
- ferde



| FEJ MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |       |
|------------------|----------|-------|-------|-------|
|                  | ø 3,5    | ø 4,5 | ø 5,5 | ø 7,0 |
| 10 mm            | ●        | ●     | ●     | ●     |

CA Anatómiai fej,

- egyenes
- ferde 15°, 25°




| FEJ MAGASSÁG (L) |      | PLATFORM |       |       |       |
|------------------|------|----------|-------|-------|-------|
|                  |      | ø 3,5    | ø 4,5 | ø 5,5 | ø 7,0 |
| EGYENES          | 7 mm | ●        | ●     | ●     | ●     |
|                  | 9 mm | ●        | ●     | ●     | ●     |
| FERDE            | 9 mm | ●        | ●     | ●     | ●     |




## CA Patent fej

- Gömbfej Normál  $\varnothing$  2,5mm
- Gömbfej Micro  $\varnothing$  1,8mm



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,5 | $\varnothing$ 5,5 | $\varnothing$ 7,0 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

## • Lokátorfej



## CA Multi-unit fej

- egyenes

- ferde

| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,5 | $\varnothing$ 5,5 | $\varnothing$ 7,0 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

## CA Titán bázis



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,5 | $\varnothing$ 5,5 | $\varnothing$ 7,0 |
|              | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

## CA Mintavételi fej

- nyitott kanálhoz
- zárt kanálhoz



| FEJ MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,5 | $\varnothing$ 5,5 | $\varnothing$ 7,0 |
| 11 mm            | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

## CA Technikai implantátum



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,5 | $\varnothing$ 5,5 | $\varnothing$ 7,0 |
| 12 mm        | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

# Uniform “CX” System

(Ankylos® X kompatibilis)



Önzáró kúpos kapcsolat pozícionáló bordákkal.  
Minden implantátum méretnél azonos.




Kúpon záró platform.



Az implantátumfej kialakítása nem minden esetben egyezik meg, csak kompatibilis az eredeti konstrukcióval.  
Egyedi megoldások is rendelhetők.



A rögzítő csavar 1mm hatszög kulcsnyílású.



CX Ínyformázó fej,  
keskeny



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |       |
|---------------------|----------|-------|-------|-------|
|                     | ø 3,5    | ø 4,5 | ø 5,5 | ø 7,0 |
| 2 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     |

CX Ínyformázó fej,  
anatómiai



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |       |
|---------------------|----------|-------|-------|-------|
|                     | ø 3,5    | ø 4,5 | ø 5,5 | ø 7,0 |
| 2 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     |

CX Univerzális fej

- egyenes
- ferde 15°, 25°



| FEJ MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |       |
|------------------|----------|-------|-------|-------|
|                  | ø 3,5    | ø 4,5 | ø 5,5 | ø 7,0 |
| 10 mm            | ●        | ●     | ●     | ●     |

CX Anatómiai fej,


- egyenes
- ferde 15°, 25°



| FEJ MAGASSÁG (L) |       | PLATFORM |       |       |       |
|------------------|-------|----------|-------|-------|-------|
|                  |       | ø 3,5    | ø 4,5 | ø 5,5 | ø 7,0 |
| EGYENES          | FERDE |          |       |       |       |
| 7 mm             | —     | ●        | ●     | ●     | ●     |
| 9 mm             | 9 mm  | ●        | ●     | ●     | ●     |

## CX Patent fej

- Gömbfej Normál  $\varnothing$  2,5mm
- Gömbfej Micro  $\varnothing$  1,8mm




| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,5 | $\varnothing$ 5,5 | $\varnothing$ 7,0 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

- Lokátorfej



## CX Multi-unit fej

- egyenes



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,5 | $\varnothing$ 5,5 | $\varnothing$ 7,0 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

- ferde 20°, 30°



## CX Titán bázis



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,5 | $\varnothing$ 5,5 | $\varnothing$ 7,0 |
|              | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |


## CX Mintavételi fej,

- nyitott kanálhoz
- zárt kanálhoz



| FEJ MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,5 | $\varnothing$ 5,5 | $\varnothing$ 7,0 |
| 11 mm            | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

## CX Technikai implantátum



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,5 | $\varnothing$ 5,5 | $\varnothing$ 7,0 |
| 12 mm        | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

# Uniform “ST” System

(Straumann® synOcta® kompatibilis)



Nyolcszögletű pozícionáló kapcsolat.  
Önzáró kúpos illeszkedés.




90 fokos kúpszögű széles platform.



Az implantátumfej kialakítása nem minden esetben egyezik meg, csak kompatibilis az eredeti konstrukcióval.  
Egyedi megoldások is rendelkezhetők.



A rögzítő csavar torx kulcsnyílású.



ST Ínyformázó fej,  
keskeny



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |
|---------------------|----------|-------|-------|
|                     | ø 3,3    | ø 4,1 | ø 4,8 |
| 2 mm                | ●        | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●     | ●     |

ST Ínyformázó fej,  
anatómiai



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |
|---------------------|----------|-------|-------|
|                     | ø 3,3    | ø 4,1 | ø 4,8 |
| 2 mm                | ●        | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●     | ●     |

ST Keskeny fej,

- egyenes
- ferde, 15°



| FEJ MAGASSÁG (L) |       | PLATFORM |       |       |
|------------------|-------|----------|-------|-------|
|                  |       | ø 3,3    | ø 4,1 | ø 4,8 |
| EGYENES          | FERDE |          |       |       |
| 7 mm             |       | ●        | ●     | ●     |
| 9 mm             | 9 mm  | ●        | ●     | ●     |

ST Univerzális fej

- egyenes
- ferde



| FEJ MAGASSÁG (L) |  | PLATFORM |       |       |
|------------------|--|----------|-------|-------|
|                  |  | ø 3,3    | ø 4,1 | ø 4,8 |
| 10 mm            |  | ●        | ●     | ●     |

ST Anatómiai fej


- egyenes
- ferde 15°, 25°



| FEJ MAGASSÁG (L) |       | PLATFORM |       |       |
|------------------|-------|----------|-------|-------|
|                  |       | ø 3,3    | ø 4,1 | ø 4,8 |
| EGYENES          | FERDE |          |       |       |
| 7 mm             |       | ●        | ●     | ●     |
| 9 mm             | 9 mm  | ●        | ●     | ●     |

## ST Patent fej

- Gömbfej Normál  $\varnothing$  2,5mm
- Gömbfej Micro  $\varnothing$  1,8mm




| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 4,1 | $\varnothing$ 4,8 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |

## • Lokátorfej



## ST Multi-unit fej

- egyenes



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 4,1 | $\varnothing$ 4,8 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |

- ferde 20 ° , 30°



## ST Titán bázis




| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 4,1 | $\varnothing$ 4,8 |
|              | ●                 | ●                 | ●                 |

## ST Mintavételi fej, nyitott és zárt kanálhoz



| FEJ MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 4,1 | $\varnothing$ 4,8 |
| 11 mm            | ●                 | ●                 | ●                 |

## ST Technikai implantátum



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 4,1 | $\varnothing$ 4,8 |
| 12 mm        | ●                 | ●                 | ●                 |

# Uniform “BL” System - BIONIKA Bonelit

(Straumann® Bone Level® kompatibilis)



Négy pozíciós bordás elfordulás gátlás. Cső a csőben és kúpos mikromozgás mentes illeszkedés. Minden implantátum átmérőhöz más-más méret tartozik.



Keskeny, kúpos platform.




Az implantátumfej kialakítása nem minden esetben egyezik meg, csak kompatibilis az eredeti konstrukcióval. Egyedi megoldások is rendelhetők.



A rögzítő csavar torx kulcsnyílású.



BL Ínyformázó fej,  
keskeny



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |
|---------------------|----------|-------|-------|
|                     | ø 3,3    | ø 4,1 | ø 4,8 |
| 2 mm                | ●        | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●     | ●     |

BL Ínyformázó fej,  
anatómiai



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |
|---------------------|----------|-------|-------|
|                     | ø 3,3    | ø 4,1 | ø 4,8 |
| 2 mm                | ●        | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●     | ●     |

BL Keskeny fej,

- egyenes
- ferde 15°, 25°



| FEJ MAGASSÁG (L) |       | PLATFORM |       |       |
|------------------|-------|----------|-------|-------|
|                  |       | ø 3,3    | ø 4,1 | ø 4,8 |
| EGYENES          | FERDE |          |       |       |
| 7 mm             | 9 mm  | ●        | ●     | ●     |
| 9 mm             | 9 mm  | ●        | ●     | ●     |

BL Univerzális fej

- egyenes
- ferde 15°, 25°



| FEJ MAGASSÁG (L) |  | PLATFORM |       |       |
|------------------|--|----------|-------|-------|
|                  |  | ø 3,3    | ø 4,1 | ø 4,8 |
| 10 mm            |  | ●        | ●     | ●     |

BL Anatómiai fej,


- egyenes
- ferde 15°, 25°



| FEJ MAGASSÁG (L) |       | PLATFORM |       |       |
|------------------|-------|----------|-------|-------|
|                  |       | ø 3,3    | ø 4,1 | ø 4,8 |
| EGYENES          | FERDE |          |       |       |
| 7 mm             | 9 mm  | ●        | ●     | ●     |
| 9 mm             | 9 mm  | ●        | ●     | ●     |

## BL Patent fej

- Gömbfej Normál  $\varnothing$  2,5mm
- Gömbfej Micro  $\varnothing$  1,8mm




| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 4,1 | $\varnothing$ 4,8 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |

## • Lokátorfej

## BL Multi-unit fej

- egyenes



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 4,1 | $\varnothing$ 4,8 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |

- ferde, 20°; 30°



## BL Titán bázis



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 4,1 | $\varnothing$ 4,8 |
|              | ●                 | ●                 | ●                 |


## BL Mintavételi fej,

- nyitott kanálhoz
- zárt kanálhoz



| FEJ MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 4,1 | $\varnothing$ 4,8 |
| 11 mm            | ●                 | ●                 | ●                 |

## BL Technikai implantátum



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 4,1 | $\varnothing$ 4,8 |
| 12 mm        | ●                 | ●                 | ●                 |

# Uniform “AC” System - BIONIKA Actival

(NobelActive® és Nobel CC® kompatibilis)



Hatszögletű pozicionálás.




Mikromozgás mentes kúpos kapcsolat.



Az implantátumfej kialakítása nem minden esetben egyezik meg, csak kompatibilis az eredeti konstrukcióval. Egyedi megoldások is rendelhetők.



A rögzítő csavar torx kulcsnyílású.



AC Ínyformázó fej,  
keskeny



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |
|---------------------|----------|-------|-------|
|                     | ø 3,5    | ø 4,3 | ø 5,0 |
| 2 mm                | ●        | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●     | ●     |

AC Ínyformázó fej,  
anatómiai



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |
|---------------------|----------|-------|-------|
|                     | ø 3,5    | ø 4,3 | ø 5,0 |
| 2 mm                | ●        | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●     | ●     |

AC Univerzális fej

- egyenes
- ferde 15°, 25°



| FEJ MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |
|------------------|----------|-------|-------|
|                  | ø 3,5    | ø 4,3 | ø 5,0 |
| 10 mm            | ●        | ●     | ●     |

AC Anatómiai fej  
egyenes  
ferde 15°, 25°




| FEJ MAGASSÁG (L) |       | PLATFORM |       |       |
|------------------|-------|----------|-------|-------|
|                  |       | ø 3,5    | ø 4,3 | ø 5,0 |
| EGYENES          | FERDE |          |       |       |
| 7 mm             |       | ●        | ●     | ●     |
| 9 mm             | 9 mm  | ●        | ●     | ●     |



## AC Patent fej

- Gömbfej Normál  $\varnothing$  2,5mm
- Gömbfej Micro  $\varnothing$  1,8mm




| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 5,0 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |

## Lokátorfej

## AC Multi-unit fej

- egyenes



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 5,0 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                 | ●                 | ●                 |

- ferde 20°, 30°



## AC Titán bázis



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 5,0 |
|              | ●                 | ●                 | ●                 |


## AC Mintavételi fej

- nyitott kanálhoz, kis kúpos
- nyitott kanálhoz, normál
- zárt kanálhoz



| FEJ MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 5,0 |
| 11 mm            | ●                 | ●                 | ●                 |

## AC Technikai implantátum



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,5 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 5,0 |
| 12 mm        | ●                 | ●                 | ●                 |

# Uniform “CL” System - BIONIKA Cortilog PCL

(CamLog®, TRI-Log®, Cortilog kompatibilis)



Cső a csőben kapcsolat, 3db CAM segítségével történő pozicionálás.  
Minden implantátum átmérőhöz más-más méret tartozik.




Lapos platform, tengelyirányra merőleges.

Az implantátumfej kialakítása nem minden esetben egyezik meg, csak kompatibilis az eredeti konstrukcióval.  
Egyedi megoldások is rendelkezhetők.



A rögzítő csavar 1,27mm-es hatszög kulcsnyílású.



## CL Ínyformázó fej



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |       |       |
|---------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
|                     | ø 3,3    | ø 3,8 | ø 4,3 | ø 5,0 | ø 6,0 |
| 2 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |

## CL Ínyformázó fej, anatómiai



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |       |       |
|---------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
|                     | ø 3,3    | ø 3,8 | ø 4,3 | ø 5,0 | ø 6,0 |
| 2 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |

## CL Keskeny fej

- egyenes
- ferde 15°, 25°



| FEJ MAGASSÁG (L) |       | PLATFORM |       |       |       |       |
|------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
|                  |       | ø 3,3    | ø 3,8 | ø 4,3 | ø 5,0 | ø 6,0 |
| EGYENES          | FERDE |          |       |       |       |       |
| 7 mm             |       | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |
| 9 mm             | 9 mm  | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |

## CL Univerzális fej

- egyenes
- ferde 15°, 25°



| FEJ MAGASSÁG (L) |  | PLATFORM |       |       |       |       |
|------------------|--|----------|-------|-------|-------|-------|
|                  |  | ø 3,3    | ø 3,8 | ø 4,3 | ø 5,0 | ø 6,0 |
| 10 mm            |  | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |

## CL Anatómiai fej


- egyenes
- ferde 15°, 25°



| FEJ MAGASSÁG (L) |       | PLATFORM |       |       |       |       |
|------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
|                  |       | ø 3,3    | ø 3,8 | ø 4,3 | ø 5,0 | ø 6,0 |
| EGYENES          | FERDE |          |       |       |       |       |
| 7 mm             |       | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |
| 9 mm             | 9 mm  | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |

## CL Patent fej

- Gömbfej Normál  $\varnothing$  2,5mm
- Gömbfej Micro  $\varnothing$  1,8mm




| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 3,8 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 5,0 | $\varnothing$ 6,0 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

## • Lokátorfej



## CL Multi-unit fej

- egyenes



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 3,8 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 5,0 | $\varnothing$ 6,0 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

- ferde 20°, 30°



## CL Titán bázis



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 3,8 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 5,0 | $\varnothing$ 6,0 |
|              | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

## CL Mintavételi fej,

- nyitott kanálhoz
- zárt kanálhoz



| FEJ MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 3,8 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 5,0 | $\varnothing$ 6,0 |
| 11 mm            | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

## CL Technikai implantátum



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 3,8 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 5,0 | $\varnothing$ 6,0 |
| 12 mm        | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

# Uniform “BR” System

(Brånemark® kompatibilis)



Külső hatszögletű pozicionáló kapcsolat. A 3,75 és a 4,0 mm-es implantátum át-mérőkhöz azonos fejméretek tartoznak.




Lapos platform, tengelyirányra merőleges.



Az implantátumfej kialakítása nem minden esetben egyezik meg, csak kompatibilis az eredeti konstrukcióval. Egyedi megoldások is rendelhetők.



A rögzítő csavar torx kulcsnyílású.



BR Ínyformázó fej,  
keskeny



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |        |       |       |       |
|---------------------|----------|--------|-------|-------|-------|
|                     | ø 3,3    | ø 3,75 | ø 4,0 | ø 5,0 | ø 6,0 |
| 2 mm                | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |

BR Ínyformázó fej,  
anatómiai



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |        |       |       |       |
|---------------------|----------|--------|-------|-------|-------|
|                     | ø 3,3    | ø 3,75 | ø 4,0 | ø 5,0 | ø 6,0 |
| 2 mm                | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |

BR Univerzális fej

- egyenes
- ferde 15°, 25°



| FEJ MAGASSÁG (L) | PLATFORM |        |       |       |       |
|------------------|----------|--------|-------|-------|-------|
|                  | ø 3,3    | ø 3,75 | ø 4,0 | ø 5,0 | ø 6,0 |
| 10 mm            | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |

BR Anatómiai fej,


- egyenes
- ferde 15°, 25°



| FEJ MAGASSÁG (L) |       | PLATFORM |        |       |       |       |
|------------------|-------|----------|--------|-------|-------|-------|
|                  |       | ø 3,3    | ø 3,75 | ø 4,0 | ø 5,0 | ø 6,0 |
| EGYENES          | FERDE |          |        |       |       |       |
| 7 mm             |       | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |
| 9 mm             | 9 mm  | ●        | ●      | ●     | ●     | ●     |


## BR Patent fej

- Gömbfej Normál  $\varnothing$  2,5mm
- Gömbfej Micro  $\varnothing$  1,8mm



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                    |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 3,75 | $\varnothing$ 4,0 | $\varnothing$ 5,0 | $\varnothing$ 6,0 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |

- Lokátorfej



## BR Multi-unit fej

- egyenes

- ferde

| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                    |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 3,75 | $\varnothing$ 4,0 | $\varnothing$ 5,0 | $\varnothing$ 6,0 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |

## BR Titán bázis



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                    |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 3,75 | $\varnothing$ 4,0 | $\varnothing$ 5,0 | $\varnothing$ 6,0 |
| 14 mm        | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |


## BR Mintavételi fej

- nyitott kanálhoz
- zárt kanálhoz



| FEJ MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                    |                   |                   |                   |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 3,75 | $\varnothing$ 4,0 | $\varnothing$ 5,0 | $\varnothing$ 6,0 |
| 11 mm            | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |

## BR Technikai implantátum



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                    |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 3,75 | $\varnothing$ 4,0 | $\varnothing$ 5,0 | $\varnothing$ 6,0 |
| 12 mm        | ●                 | ●                  | ●                 | ●                 | ●                 |

# Uniform “DT” System

(DenTi® kompatibilis)



Cső a csőben kapcsolat,  
hatszög pozicionálás.




Lapos platform, tengelyirányra  
merőleges.



Az implantátumfej kialakítása nem  
minden esetben egyezik meg, csak  
kompatibilis az eredeti konstrukcióval.  
Egyedi megoldások is rendelkeznek.



A rögzítő csavar 1,2 mm-es hatszög  
kulcsnyílású.



DT Ínyformázó fej,  
keskeny



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |       |       |
|---------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
|                     | ø 3,3    | ø 3,8 | ø 4,3 | ø 4,8 | ø 5,3 |
| 2 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |

DT Ínyformázó fej,  
anatómiai



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |       |       |       |       |
|---------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
|                     | ø 3,3    | ø 3,8 | ø 4,3 | ø 4,8 | ø 5,3 |
| 2 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |
| 4 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |
| 6 mm                | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |

DT Keskeny fej

- egyenes
- ferde 15°, 25°



| FEJ MAGASSÁG (L) |       | PLATFORM |       |       |       |       |
|------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
|                  |       | ø 3,3    | ø 3,8 | ø 4,3 | ø 4,8 | ø 5,3 |
| EGYENES          | FERDE |          |       |       |       |       |
| 7 mm             |       | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |
| 9 mm             | 9 mm  | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |

DT Univerzális fej

- egyenes
- ferde 15°, 25°



| FEJ MAGASSÁG (L) |  | PLATFORM |       |       |       |       |
|------------------|--|----------|-------|-------|-------|-------|
|                  |  | ø 3,3    | ø 3,8 | ø 4,3 | ø 4,8 | ø 5,3 |
| 10 mm            |  | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |

DT Anatómiai fej,


- egyenes
- ferde 15°



| FEJ MAGASSÁG (L) |       | PLATFORM |       |       |       |       |
|------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
|                  |       | ø 3,3    | ø 3,8 | ø 4,3 | ø 4,8 | ø 5,3 |
| EGYENES          | FERDE |          |       |       |       |       |
| 7 mm             |       | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |
| 9 mm             | 9 mm  | ●        | ●     | ●     | ●     | ●     |

## DT Patent fej

- Gömbfej Normál  $\varnothing$  2,5mm
- Gömbfej Micro  $\varnothing$  1,8mm




| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 3,8 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 4,8 | $\varnothing$ 5,3 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

- Lokátorfej



## DT Multi-unit fej

- egyenes



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 3,8 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 4,8 | $\varnothing$ 5,3 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

- ferde



## DT Titán bázis



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 3,8 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 4,8 | $\varnothing$ 5,3 |
|              | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |


## DT Mintavételi fej

- nyitott kanálhoz
- zárt kanálhoz



| FEJ MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 3,8 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 4,8 | $\varnothing$ 5,3 |
| 11 mm            | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

## DT Technikai implantátum



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                   |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,3 | $\varnothing$ 3,8 | $\varnothing$ 4,3 | $\varnothing$ 4,8 | $\varnothing$ 5,3 |
| 12 mm        | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |

## Uniform “AS” System

(Astra® kompatibilis)



Hatszögletű pozícionálás.



Mikromozgás mentes kúpos kapcsolat.



Az implantátumfej kialakítása nem minden esetben egyezik meg, csak kompatibilis az eredeti konstrukcióval. Egyedi megoldások is rendelhetők.



A rögzítő csavar 1,2 mm-es hatszög kulcsnyílású.



AS Ínyformázó fej,  
keskeny



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |           |         |
|---------------------|----------|-----------|---------|
|                     | Ø 3,0    | Ø 3,5/4,0 | Ø 4,5/5 |
| 2 mm                | ●        | ●         | ●       |
| 4 mm                | ●        | ●         | ●       |
| 6 mm                | ●        | ●         | ●       |

AS Ínyformázó fej,  
univerzális



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM |           |         |
|---------------------|----------|-----------|---------|
|                     | Ø 3,0    | Ø 3,5/4,0 | Ø 4,5/5 |
| 2 mm                | ●        | ●         | ●       |
| 4 mm                | ●        | ●         | ●       |
| 6 mm                | ●        | ●         | ●       |

AS Keskeny fej  
• egyenes



| FEJ MAGASSÁG (L) |       | PLATFORM |           |           |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|
|                  |       | Ø 3,0    | Ø 3,5/4,0 | Ø 4,5/5,0 |
| EGYENES          | FERDE |          |           |           |
| 7 mm             |       | ●        | ●         | ●         |
| 9 mm             | 9 mm  | ●        | ●         | ●         |

AS Univerzális fej  
• egyenes  
• ferde 15°, 25°



| FEJ MAGASSÁG (L) |  | PLATFORM |           |           |
|------------------|--|----------|-----------|-----------|
|                  |  | Ø 3,0    | Ø 3,5/4,0 | Ø 4,5/5,0 |
| 10 mm            |  | ●        | ●         | ●         |

AS Anatómiai fej,  
• egyenes  
• ferde 15°, 25°




| FEJ MAGASSÁG (L) |       | PLATFORM |           |           |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|
|                  |       | Ø 3,0    | Ø 3,5/4,0 | Ø 4,5/5,0 |
| EGYENES          | FERDE |          |           |           |
| 7 mm             |       | ●        | ●         | ●         |
| 9 mm             | 9 mm  | ●        | ●         | ●         |



## AS Patent fej

- Gömbfej Normál  $\varnothing$  2,5mm
- Gömbfej Micro  $\varnothing$  1,8mm




| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                       |                       |
|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,0 | $\varnothing$ 3,5/4,0 | $\varnothing$ 4,5/5,0 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                     | ●                     |
| 1 mm                | ●                 | ●                     | ●                     |
| 2 mm                | ●                 | ●                     | ●                     |
| 3 mm                | ●                 | ●                     | ●                     |
| 4 mm                | ●                 | ●                     | ●                     |
| 5 mm                | ●                 | ●                     | ●                     |
| 6 mm                | ●                 | ●                     | ●                     |
| 7 mm                | ●                 | ●                     | ●                     |

- Lokátorfej



## AS Multi-unit fej

- egyenes
- 20°-os kúppal
- 30°-os kúppal
- 40°-os kúppal



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                       |                       |
|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,0 | $\varnothing$ 3,5/4,0 | $\varnothing$ 4,5/5,0 |
| 0,5 mm              | ●                 | ●                     | ●                     |
| 1 mm                | ●                 | ●                     | ●                     |
| 2 mm                | ●                 | ●                     | ●                     |
| 3 mm                | ●                 | ●                     | ●                     |
| 4 mm                | ●                 | ●                     | ●                     |
| 5 mm                | ●                 | ●                     | ●                     |
| 6 mm                | ●                 | ●                     | ●                     |
| 7 mm                | ●                 | ●                     | ●                     |

- ferde 20°, 30°



## AS Titán bázis



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                       |                       |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|              | $\varnothing$ 3,0 | $\varnothing$ 3,5/4,0 | $\varnothing$ 4,5/5,0 |
|              | ●                 | ●                     | ●                     |


## AS Mintavételi fej

- nyitott kanálhoz
- zárt kanálhoz



| FEJ MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                       |                       |
|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  | $\varnothing$ 3,0 | $\varnothing$ 3,5/4,0 | $\varnothing$ 4,5/5,0 |
| 11 mm            | ●                 | ●                     | ●                     |

## AS Technikai implantátum



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                       |                     |
|--------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
|              | $\varnothing$ 3,0 | $\varnothing$ 3,5/4,0 | $\varnothing$ 4,5/5 |
| 12 mm        | ●                 | ●                     | ●                   |

# Uniform “TP” System - BIONIKA Hicon

(ICX-Templant® kompatibilis)



Hatszögletű pozícionálás.



Mikromozgás mentes kúpos (90°) kapcsolat.



Az implantátumfej kialakítása nem minden esetben egyezik meg, csak kompatibilis az eredeti konstrukcióval. Egyedi megoldások is rendelkezhetők.



A rögzítő csavar 1,2 mm-es hatszög kulcsnyílású.



TP Ínyformázó fej,  
keskeny



|                     | PLATFORM |        |        |       |       |
|---------------------|----------|--------|--------|-------|-------|
| SULKUS MAGASSÁG (L) | ø 3,0    | ø 3,45 | ø 3,75 | ø 4,1 | ø 4,8 |
| 2 mm                | ○        | ●      | ●      | ●     | ●     |
| 4 mm                | ○        | ●      | ●      | ●     | ●     |
| 6 mm                | ○        | ●      | ●      | ●     | ●     |

TP Ínyformázó fej,  
univerzális



|                     | PLATFORM |        |        |       |       |
|---------------------|----------|--------|--------|-------|-------|
| SULKUS MAGASSÁG (L) | ø 3,0    | ø 3,45 | ø 3,75 | ø 4,1 | ø 4,8 |
| 2 mm                | ○        | ●      | ●      | ●     | ●     |
| 4 mm                | ○        | ●      | ●      | ●     | ●     |
| 6 mm                | ○        | ●      | ●      | ●     | ●     |

TP Keskeny fej

- egyenes
- ferde 15°, 25°



|                  |       | PLATFORM |        |        |       |       |
|------------------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|
| FEJ MAGASSÁG (L) |       | ø 3,0    | ø 3,45 | ø 3,75 | ø 4,1 | ø 4,8 |
| EGYENES          | FERDE |          |        |        |       |       |
| 7 mm             |       | ○        | ●      | ●      | ●     | ●     |
| 9 mm             | 9 mm  | ○        | ●      | ●      | ●     | ●     |

TP Univerzális fej

- egyenes
- ferde 15°, 25°



|                  |       | PLATFORM |        |        |       |       |
|------------------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|
| FEJ MAGASSÁG (L) |       | ø 3,0    | ø 3,45 | ø 3,75 | ø 4,1 | ø 4,8 |
|                  | 10 mm | ○        | ●      | ●      | ●     | ●     |

TP Anatómiai fej,


- egyenes
- ferde 15°



|                  |       | PLATFORM |        |        |       |       |
|------------------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|
| FEJ MAGASSÁG (L) |       | ø 3,0    | ø 3,45 | ø 3,75 | ø 4,1 | ø 4,8 |
| EGYENES          | FERDE |          |        |        |       |       |
| 7 mm             |       | ○        | ●      | ●      | ●     | ●     |
| 9 mm             | 9 mm  | ○        | ●      | ●      | ●     | ●     |

## TP Patent fej

- Gömbfej Normál  $\varnothing$  2,5mm
- Gömbfej Micro  $\varnothing$  1,8mm




| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                    |                    |                   |                   |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,0 | $\varnothing$ 3,45 | $\varnothing$ 3,75 | $\varnothing$ 4,1 | $\varnothing$ 4,8 |
| 0,5 mm              | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |

## • Lokátorfej



## TP Multi-unit fej

- egyenes



| SULKUS MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                    |                    |                   |                   |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                     | $\varnothing$ 3,0 | $\varnothing$ 3,45 | $\varnothing$ 3,75 | $\varnothing$ 4,1 | $\varnothing$ 4,8 |
| 0,5 mm              | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |
| 1 mm                | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |
| 2 mm                | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |
| 3 mm                | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |
| 4 mm                | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |
| 5 mm                | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |
| 6 mm                | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |
| 7 mm                | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |

- ferde



## TP Titán bázis



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                    |                    |                   |                   |
|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,0 | $\varnothing$ 3,45 | $\varnothing$ 3,75 | $\varnothing$ 4,1 | $\varnothing$ 4,8 |
|              | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |

## TP Mintavételi fej

- nyitott kanálhoz
- zárt kanálhoz



| FEJ MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                    |                    |                   |                   |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                  | $\varnothing$ 3,0 | $\varnothing$ 3,45 | $\varnothing$ 3,75 | $\varnothing$ 4,1 | $\varnothing$ 4,8 |
| 11 mm            | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |


## TP Technikai implantátum



| MAGASSÁG (L) | PLATFORM          |                    |                    |                   |                   |
|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|              | $\varnothing$ 3,0 | $\varnothing$ 3,45 | $\varnothing$ 3,75 | $\varnothing$ 4,1 | $\varnothing$ 4,8 |
| 12 mm        | ○                 | ●                  | ●                  | ●                 | ●                 |




O-gyűrűs  
patent fej




| SULKUS MAGASSÁG (L) | RENDSZEREK |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                     | PE         | RP | CA | CX | ST | BL | AC | CL | BR | DT | AS | TP |
| 0,5 mm              | •          | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| 1 mm                | •          | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| 2 mm                | •          | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| 3 mm                | •          | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| 4 mm                | •          | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| 5 mm                | •          | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| 6 mm                | •          | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| 7 mm                | •          | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |

Csőfej



| FEJ MAGASSÁG (L) | RENDSZEREK |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                  | PE         | RP | CA | CX | ST | BL | AC | CL | BR | DT | AS | TP |
| 10 mm            | ●          | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |

Stég fej,  
külső kúpos,  
átmenő csavarral



| SULKUS MAGASSÁG (L) | RENDSZEREK |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                     | PE         | RP | CA | CX | ST | BL | AC | CL | BR | DT | AS | TP |
| 0,5 mm              | •          | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| 1 mm                | •          | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| 2 mm                | •          | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| 3 mm                | •          | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| 4 mm                | •          | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| 5 mm                | •          | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| 6 mm                | •          | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| 7 mm                | •          | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |




# BIONIKA

High-tech medical innovation


**Scandrea**  
normál kontúrral

**Scandrea+**  
emelt kontúrral

**Scandrea++**  
emelt kontúrral





Zárócsavar



3d Builder  
titánháló



Implantátum



A



B



C



D

## Implantáció és csontpótlás egy lépésben!



**BIONIKA** Medline Kft



3516 Miskolc, Téglá u. 29.



info@bionika.hu



www.bionika.hu



www.shop.bionika.hu



+ 36 70 670 6875

# shop.bionika.hu


## Fogászati implantátum webáruház



COMPATIBLE



EGYFÁZISÚ IMPLANTÁTUMOK



KÉTFAZISÚ IMPLANTÁTUMOK



FELÉPÍTMÉNYEK



CSONTPÓTLÁS



BIONIKA



FOGÁSZATI IMPLANTÁTUM  
BEÜLTETŐ RENDSZEREK



CAD/CAM ÉS CSAVAROK



HARAPÁSVÉTELI FEJEK



DENTCAM FRÉZKÖZPONT

3516 Miskolc, Téglá u. 29.

info@bionika.hu

+36 70 670-6875



shop.bionika.hu

bionika.hu



# BIONIKA A Megoldás

- ✓ Nem tudja milyen implantátum van a páciense szájában?
- ✓ Sürgősen szüksége van implantátumra vagy felépítményre?
- ✓ Kompatibilis beültető rendszert keres?
- ✓ Egyedi elképzelései vannak?
- ✓ Mérnöki kérdése van?
- ✓ Elrontott valamit?



Hívja bizalommal a BIONIKÁT!

**+36 70 670 6875**

Nincs lehetetlen  
Mert a BIONIKA megoldja  
minden problémáját!